

LA PRÓXIMA ERA DE LA PERSONALIZACIÓN

Una cartera de productos unificada que ofrece todas nuestras terapias avanzadas en cada dispositivo, disponibles en opciones recargables y no recargables, y respaldadas por un conjunto de soluciones digitales personalizadas para brindarle apoyo a usted y a sus pacientes en cada paso del proceso de tratamiento del dolor.



SELECCIÓN PERSONALIZADA DEL DISPOSITIVO SIN RIESGOS:

Cartera de productos de RM [Resonancia magnética] ImageReady™



- Satisface las necesidades de los pacientes con opciones recargables o no recargables que admiten 16 y 32 contactos.
- Presenta la cartera de productos condicionales para RM de cuerpo entero* más grande en cuanto a EME [Estimulación de la médula espinal].
- Ofrece todas las terapias en la cartera completa de dispositivos.

ALIVIO PROFUNDO DEL DOLOR EN MINUTOS:

Terapias FAST™ y Contour™



- Alivio profundo del dolor sin parestesia en minutos con FAST™.
- Terapia Contour™ personalizada y de bajo consumo energético con una amplia cobertura.
- Es posible combinar terapias en forma simultánea

SOLUCIONES DIGITALES PARA MEJORAR LOS RESULTADOS Y EL ALCANCE:

Soluciones Cognita™



- Identificar oportunidades de pacientes para aumentar el impacto.
- Optimizar las eficiencias del flujo de trabajo para tratar más pacientes.
- Mantener el éxito en el tiempo.

CARACTERÍSTICA	WAVEWRITER ALPHA™	WAVEWRITER ALPHA™ 16	WAVEWRITER ALPHA™ PRIME	WAVEWRITER ALPHA™ PRIME 16
FUENTES DE ENERGÍA	32	16	32	16
VOLUMEN	21,6 cc	20,1 cc	36,6 cc	34,9 cc
GROSOR	10,7 mm		11,6 mm	
TIPO DE BATERÍA	Recargable		No recargable	
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	200 mAh		7 Ah	
RECARGA INALÁMBRICA	Sí		N/C	
CONTROL REMOTO INALÁMBRICO	Sí			
RANGO DEL CONTROL REMOTO	3 metros (10 pies)			
BLUETOOTH HABILITADO	Sí			
CONDICIONALIDAD EN CUANTO A LA RM	Cuerpo entero			
TIPO DE SISTEMA	Control de múltiples fuentes de corriente independientes (Multiple Independent Current Control, MICC) con incrementos del 1 %			
ETIQUETADO DE LA FDA [Food and Drug Administration]	La FDA aprobó las terapias con parestesia y sin parestesia.			
TERAPIAS AVANZADAS CON PARESTESIA Y SIN PARESTESIA	FAST™, Contour™, Illumina 3D™ Standard Rate, High Rate 3D, MicroBurst 3D™, Burst 3D, Prism™ Targeting			
TERAPIA COMBINADA SIMULTÁNEA	Sí			
AMPLITUD	0–25,5 mA			
FRECUENCIA	2–1200 Hz			
AMPLITUD DEL IMPULSO	20–1000 μs			
ACTUALIZABLE	Sí			

NÚMERO DE MODELO	UPN	DESCRIPCIÓN
SC-1416	M365SC14160	Kit generador de impulsos implantable WaveWriter Alpha™ Prime 16
SC-1432	M365SC14320	Kit generador de impulsos implantable WaveWriter Alpha™ Prime
SC-1216	M365SC12160	Kit generador de impulsos implantable WaveWriter Alpha™ 16
SC-1232	M365SC12320	Kit generador de impulsos implantable WaveWriter Alpha™
SC-5572-1	M365SC557210	Kit de control remoto FreeLink™
SC-6500-72	M365SC6500720	Kit de prueba para pacientes WaveWriter Alpha™
SC-8436-50	M365SC8436500	Kit de derivación quirúrgica 4 x 8 CoverEdge™ para RM, 50 cm, 32 contactos
SC-8436-70	M365SC8436700	Kit de derivación quirúrgica 4 x 8 CoverEdge™ para RM, 70 cm, 32 contactos
SC-8452-50	M365SC8452500	Kit de derivación quirúrgica 4 x 8 CoverEdge™ X para RM, 50 cm, 32 contactos
SC-8452-70	M365SC8452700	Kit de derivación quirúrgica 4 x 8 CoverEdge™ X para RM, 70 cm, 32 contactos

VISITE [ALPHASCS.COM](https://alphasc.com) PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN



*Los sistemas de estimulación de la médula espinal WaveWriter Alpha™ y WaveWriter Alpha™ Prime brindan acceso seguro a las exploraciones por RM de cuerpo entero si se utilizan con componentes específicos y si se exponen al entorno de la RM en las condiciones definidas en las Directrices de RM de cuerpo entero de ImageReady™ para los sistemas de estimulación de la médula espinal WaveWriter Alpha™ y WaveWriter Alpha™ Prime.

Indicaciones de uso en los EE. UU.: Los sistemas de estimulación de la médula espinal de Boston Scientific están indicados para ayudar al tratamiento del dolor crónico resistente al tratamiento del tronco o las extremidades, incluido el dolor unilateral o bilateral asociado con lo siguiente: síndrome de lumbalgia posquirúrgica, síndrome de dolor regional complejo (SDRC) de tipo I y II, dolor en las piernas y dolor lumbar resistente al tratamiento. Las afecciones y causas relacionadas son las siguientes: síndrome de dolor radicular, radiculopatías dolorosas como consecuencia de un síndrome de lumbalgia posquirúrgica o una hernia de disco, fibrosis epidural, discopatía degenerativa (dolor por hernia de disco resistente a intervenciones conservadoras y quirúrgicas), aracnoiditis, múltiples cirugías de espalda. Contraindicaciones, advertencias, precauciones, efectos secundarios. Los sistemas de EME están contraindicados para pacientes que: no puedan operar el sistema de EME, no hayan respondido a la estimulación del ensayo al no manifestar un alivio efectivo del dolor, no presenten riesgos quirúrgicos suficientes o estén embarazadas. Consulte las Instrucciones de uso proporcionadas con el sistema de EME o Pain.com para conocer los posibles efectos adversos, las advertencias y precauciones antes de utilizar este producto. Precaución: Las leyes federales de los EE. UU. restringen la venta de este dispositivo y establecen que solo debe ser realizada por un médico o por prescripción facultativa. Indicaciones de uso fuera de los EE. UU.: PRECAUCIÓN: La ley restringe la venta de estos dispositivos y establece que solo debe ser realizada por un médico o por prescripción facultativa. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se pueden encontrar en la etiqueta del producto que se proporciona con cada dispositivo. Información para uso únicamente en países con registros de autoridades sanitarias correspondientes. El material no está destinado para su uso en Francia.